

PEREKAT MEDIS PETUNJUK PENGGUNAAN

PENGGUNAAN YANG DIMAKSUDKAN: Untuk merekatkan peralatan pada kulit untuk sementara waktu, seperti kantong ostomi, cetakan payudara, dan kateter kondom.

PETUNJUK: Bersihkan dan keringkan permukaan sebagaimana yang diperlukan. Tempelkan 1-2 lapis perekat tipis pada satu atau kedua permukaan. Tunggu beberapa menit sebelum menempelkan lapisan berikutnya dan ***biarkan perekat kering sepenuhnya sebelum menekan peralatan ke kulit*** dengan tekanan sedang. Lepaskan dengan Skinister Medical Adhesive Remover. Perekat silikon yang sensitif dengan tekanan ini tahan lama, tidak menyebabkan sensitisasi, dan tahan air. Dapat memperpanjang waktu pemakaian dan mengurangi kebocoran alat ostomi dan kateter kondom.

PERINGATAN: Mudah terbakar. Jangan semprotkan pada api atau bahan pijar, peralatan listrik atau sumber panas apa pun. Jauhkan dari sumber pengapian – Dilarang Merokok. Jauhkan dari jangkauan anak-anak. Hindari penyempitan ke mata. Jangan tempelkan pada luka terbuka atau selaput lendir. Hindari penggunaan jika terjadi iritasi.

CATATAN: Hubungi ahli kesehatan untuk bantuan terkait iritasi kulit. Jika terjadi insiden serius, harap hubungi produsen dan otoritas setempat yang berkompeten.

PEMBUANGAN: Buang wadah/isinya sesuai dengan peraturan lokal/nasional.

BAHAN: Perekat silikon tingkat medis dalam pelarut heksametildisiloksan.

ADESIVO MEDICO ISTRUZIONE PER L'USO

USO PREVISTO: Per far aderire temporaneamente gli apparecchi alla pelle, come le sacche per stomia, le forme per il seno e i cateteri condom.

ISTRUZIONI: Pulire e asciugare le superfici come necessario. Applicare 1-2 strati leggeri di adesivo su una o entrambe le superfici. Attendere alcuni minuti tra uno strato e l'altro e ***lasciare asciugare completamente l'adesivo prima di applicare il dispositivo sulla pelle*** con una pressione moderata. Rimuovere con il Skinister Medical Adhesive Remover. L'adesivo silconico sensibile alla pressione è di lunga durata, non sensibilizzante e resistente all'acqua. Può prolungare il tempo di utilizzo e ridurre le perdite degli apparecchi per stomia e dei cateteri maschili esterni.

AVVERTENZA: Infiammabile. Non spruzzare su fiamme o materiali incandescenti, apparecchi elettrici o fonti di calore. Tenere lontano da fonti di accensione - Non fumare. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Evitare di spruzzare negli occhi. Non applicare su ferite aperte o membrane mucose. Interrompere l'uso in caso di irritazione.

NOTE: contattare un operatore sanitario per assistenza in caso di irritazione della pelle. In caso di incidente grave, contattare il produttore e l'autorità locale competente.

DISPOSAL: Smaltire il contenitore/contenuto in conformità alle normative locali/nazionali.

INGREDIENTI: Adesivo silconico di grado medicale in solvente esametildisilosano.

医療用接着剤 使用説明書

【使用目的】オストミ-バッグ、プレストフォーム、コンドーム、カテーテル等の器具を皮膚に一時的に接着する用途にご使用ください。

【使用方法】接着面を綺麗に洗い乾燥させます。接着剤を一方または両方の表面に1〜2回薄く塗布してください。数分間お待ちいただき接着剤が完全に乾燥してから軽く押し当て器具を皮膚に接着させてください。接着剤の除去には「Skinister Medical Adhesive Remover」を使用してください。シリコン感圧性接着剤は耐水性で長持ちする非感作の接着剤です。装着時間を延ばしスーマ器具とコンドームカテーテルの漏れを削減します。

【警告】可燃性です。火や白熱物質、電気機器等の熱源にスプレーしないでください。着火源から離してください。使用の際の喫煙も避けてください。子供の手の届かない場所に保管してください。目に入らないように注意し、開いた傷や粘膜には触れないように注意してください。使用中に痒みや痛み等の異変を感じた場合は速やかに使用を中止してください。

【注意】皮膚に刺激がある場合、医療専門家にご相談ください。重大な事象についてはメーカーおよび地域の権限ある当局にご連絡ください。

【廃棄方法】お住まいの地域または国の規制に従って容器/内容物を廃棄してください。

【成分】医療等級のシリコン接着剤（ヘキサメチルジシロキサン溶剤）

의료용 접착제 사용 시 주의 사항

사용 목적: 장루 주머니, 인조 유방, 콘돔 카테터 따위의 기구를 피부에 임시로 접착하는 용도.

지시 사항: 필요에 따라 표면을 닦고 말리십시오. 접착제를 한쪽 표면 또는 양쪽 표면에 1-2회 가볍게 도포하십시오. 도포 시마다 몇 분 정도 간격을 두고 **접착제가 완전히 마를 때까지 기다렸다가 기구를 피부에** 적당한 압력으로 붙이십시오. Skinister Medical Adhesive Remover로 제거하십시오. 실리콘 압감접착제는 오래 지속되고 비감작성이며 내수성이 높습니다. 장루 부착 기구나 콘돔 카테터의 사용 시간을 늘리고 누수를 줄일 수 있습니다.

경고: 인화성 제품입니다. 불꽃 또는 백열성 물질, 전자기기, 열원 일체에 분사하지 마십시오. 점화원에 가까이 두지 말고 금연하십시오. 아이를 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 눈에 뿌리지 마십시오. 벌어진 상처 또는 접착에 도포하지 마십시오. 염증이 생기면 사용을 중단하십시오.

참고:피부에 자극이 있으면 의료 전문가에게 도움을 요청하십시오. 경우가 심각하다면 제조사와 현지 책임기관에 문의하시기 바랍니다.

폐기: 지역/국가 규정에 따라 용기/내용물을 처분하십시오.

성분: 헥사메틸디실록산 용액 상태의 의료용 실리콘 접착제

MEDISCHE LIJM GEBRUIKSAANWIJZING

BEOOGD GEBRUIK: Om hulpmiddelen tijdelijk vast te hechten aan de huid, zoals stomazakjes, borstvormen en condoomkatheters.

INSTRUCTIES: Reinig en droog oppervlakken indien nodig. Breng 1-2 lichte lagen lijm aan op één of beide oppervlakken. Wacht enkele minuten tussen de ***lagen en laat de lijm volledig drogen voordat u het hulpmiddel met matige druk op de huid aanbrengt***. Verwijdert met Skinister Medical Adhesive Remover. Trykkløsom silikonelæber er langtidsholdbar, ikke-sensibiliserende og vandafvisende. Kan forlænge brugstiden og reducere lækager fra stomihjælpemidler og kondomkatetre. **WAARSCHUWING:** Ontvlambaar. Niet spuiten op een vlam, gloeiend materiaal, elektrisch apparaat of warmtebron. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen – Niet roken. Buiten bereik van kinderen bewaren. Vermijd spuiten in de ogen. Niet aanbrengen op open wonden of slijmvliezen. Stop het gebruik als irritatie optreedt. **BEMERKNINGEN:** Kontakt en sundhedsfaglig person for at få hjælp til hudirritation. I tilfælde af en alvorlig hændelse skal du kontakte producenten og den lokale kompetente myndighed.

VERWIJDERING: Voer de verpakking/inhoud af volgens de plaatselijke/nationale voorschriften.

INGREDIËNTEN: Siliconenlijm van medische kwaliteit in hexamethyldisiloxaan oplosmiddel.

MEDISNSK LIM BRUKSANVISNING

TILTENKT BRUK: For midlertidig adhesjon av apparater til huden, som stomiposer, brystformer og kondomkatetre.

BRUKSANVISNING: Rengjør og tørk overflatene ved behov. Påfør 1-2 lette strøk med lim på en eller begge overflatene, vent flere minutter mellom strøkene. ***La limet være helt tørt før du påfører enheten på huden*** med moderat trykk. Fjern med Skinister Medical Adhesive Remover. Hvis munstykket blir tilstoppet, rengjør det med fjerningsmiddel eller sprit.

ADVARSEL: Det er brannfarlig. Ikke spray på ild, glødende materialer, elektriske apparater eller varmekilder. Holdes unna antennelseskilder. Ikke røyk. Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå spraying i øynene. Ikke påfør på åpne sår eller slimhinner. Slutt å bruke hvis det oppstår irritasjon.

MERKNADER: Ta kontakt med helsepersonell for hjelp med hudirritasjon. I tilfelle en alvorlig hendelse, ta kontakt med produsenten og den lokale kompetente myndigheten.

AVHENDING: Kast beholderen/innholdet i samsvar med lokal/nasjonal regulering. **INGREDIENSER:** Medisinsk klasse silikonlim i løsningsmiddel heksametyldisiloksan.

KLEJ MEDYCZNY INSTRUKCJA OBSŁUGI

WSKAZANIA: Tymczasowe łączenie urządzeń ze skórą, np. worków stomijnych, protez piersi i cewników zewnętrznch.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA: W razie potrzeby należy umyć i osuszyć powierzchnie. Nałożyć 1 lub 2 cienkie warstwy kleju na jedną lub obie powierzchnie. Odczekać kilka minut przed nakładaniem kolejnych warstw oraz ***pozekać, aż klej w pełni wyschnie, i dopiero wtedy przyłożyć urządzenie do skóry*** z umiarkowanym naciskiem. Usuwać należy przy zastosowaniu produktu do usuwania kleju medycznego Skinister Medical Adhesive Remover. Silikonowy klej wrażliwy na nacisk – to trwała, nieuczulająca i wodoodporna substancja. Za jego pomocą można zwiększyć czas użytkowania i szczelność wyrobów stomijnych oraz cewników zewnętrznych.

OSTRZEŻENIA: Łatwopalny. Nie rozpylać na płomień ani rozgrzany materiał, urządzenie elektryczne lub źródła ciepła. Trzymać z dala od źródeł zapłonu – zakaz palenia. Trzymać poza zasięgiem dzieci. Unikać pryskania w kierunku oczu. Nie stosować na otwarte rany i blony śluzowe. Przestać używać w razie wystąpienia podrażnienia.

UWAGA: W razie podrażnienia skóry należy skontaktować się ze służbą zdrowia. O poważnych wypadkach należy powiadomić producenta i właściwy organ lokalny.

UTYLIZACJA: Opakowania/zawartość należy utylizować zgodnie z przepisami lokalnymi/krajowymi.

SKŁAD: Klej silikonowy klasy medycznej w rozpuszczalniku heksametylodisiloksa-nu.

ADESIVO MÉDICO INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

UTILIZAÇÃO PREVISTA: Fixação temporária de dispositivos na pele, tais como bolsas de ostomia, moldes mamários e cateteres externos.

INSTRUÇÕES: Limpar e secar as superfícies conforme necessário. Aplicar 1-2 camadas ligeiras de adesivo a uma ou ambas a superfícies. Aguarde vários minutos entre as camadas para ***permitir que o adesivo seque completamente antes de aplicar o dispositivo na pele***,exercendo pressão moderada. Remover com o Skinister Medical Adhesive Remover. O adesivo de silicone sensível à pressão é duradouro, não sensibilizante e resistente à água. Pode prolongar o tempo de utilização e reduzir as fugas de equipamentos de ostomia e cateteres externos.

ATENÇÃO: Inflamável. Não borrifar numa chama ou em qualquer material incandescente, aparelho elétrico ou fonte de calor. Manter afastado de fontes de ignição – Proibido fumar. Manter afastado do alcance das crianças. Evitar borrifar nos olhos. Não aplicar em feridas abertas nem em membranas mucosas.

Interromper a utilização em caso de irritação.

NOTAS: contactar um profissional de saúde para pedir ajuda em caso de irritação cutânea. Em caso de um incidente grave, contactar o fabricante e a autoridade local competente.

ELIMINAÇÃO: Eliminar o recipiente/conteúdo de acordo com a regulamentação local/nacional.

INGREDIENTES: Adesivo de silicone medicinal em solvente de hexametildissiloxa-no.

ADEZIV MEDICAL INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

DESTINAȚIA DE UTILIZARE: Pentru a lipi temporar aparate pe piele, cum ar fi pungi de ostomie, proteze mamare și prezervative urinare.

INSTRUCȚIUNI: Curățați și uscați suprafețele după cum este necesar. Aplicați 1-2 straturi subțiri de adeziv pe una sau ambele suprafețe. Așteptați câteva minute între straturi și ***lasați adezivul sa se usuce complet înainte de a aplica dispozitivul pe piele*** cu o presiune moderată. Îndepărtați cu Skinister Medical Adhesive Remover. Adezivul sensibil la presiune din silicon este de lungă durată, nesensibilizant și hidroz rezistent. Poate prelungi durata de purtare și reduce scurgerile aparatelor de stomie și ale prezervativelor urinare.

AVERTISMENT: Inflamabil. Nu pulverizați pe o flacără sau pe orice material incandescent, aparat electric sau sursă de căldură. Feriți de sursele de aprindere – fumatul interzis. Nu lăsați la îndemâna copiilor. Evitați pulverizarea în ochi. Nu aplicați pe plăgi deschise sau pe mucoase. Opriți utilizarea dacă apare iritație. **NOTE:** Contactați un profesionist din domeniul sănătății pentru asistență în caz de iritație a pielii. În cazul unui incident grav, vă rugăm să contactați producătorul și autoritatea locală competentă.

ELIMINAREA: Aruncați recipientul/conținutul în conformitate cu reglementările locale/nationale. **INGREDIENTE:** Adeziv silconic de calitate medicală în solvent hexametildisilox-anic.

MEDICINSKO LEPILO NAVODILA ZA UPORABO

PREVIDENA UPORABA: Za začasno pritrditev pripomočkov na kožo, kot so stoma vrečke, prsne proteze in kondomski katetri.

NAVODILA: Po potrebi očistite in osušite površine. Na eno ali obe površini naneste 1–2 tanka sloja lepila. Med nanosi počakajte nekaj minut in ***počakajte, da se lepilo popolnoma posuši, preden pripomoček*** z zmerim pritiskom namestite ***na kožo***. Odstranite z medicinskim odstranjevalcem lepila Skinister Medical Adhesive Remover. Silikonsko lepilo, občutljivo na pritisk, dolgo zdrži, ne povzroča preobčutljivosti in je odporno na vodo. Lahko podaljša čas uporabe in zmanjša uhajanje pri pripomočkih za stomanje in kondomskih katetrih.

OPOZORILO: Vnetljivo. Ne pršite proti plamenom ali po kakršnem koli žarilnem materialu, električni napravi ali viru toplote. Hranite stran od virov vžiga – kajenje v bližini je prepovedano. Hranite zunaj dosega otrok. Izogibajte se pršenju v oči. Ne nanašajte na odprte rane ali sluznice. Če pride do draženja, prenehajte z uporabo.

OPOMBE: V primeru draženja kože se za pomoč obrnite na zdravstvenega delavca. V primeru resnega dogodka se obrnite na proizvajalca in lokalni pristojni organ.

ODSTRANJEVANJE: Odstranite posodo/vsebino v skladu z lokalnimi/nacionalnimi predpisi.

SESTAVINE: Medicinsko silikonsko lepilo v topilu heksametildisiloksanu.

MEDICINSKT HÄFTMEDEL BRUKSANVISNING

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE: För att tillfälligt fästa hjälpmedel på huden, exempelvis stomipåsar, bröstproteser och kondomkatetrar.

ANVISNINGAR: Rengör och torka berörda ytor. Applicera 1–2 tunna lager häftmedel på en eller båda ytorna. Vänta flera minuter mellan applikationerna så *att **att häftmedlet är helt torrt innan hjälpmedlet fästs vid huden*** med lätt tryck. Ta bort med Skinister Medical Adhesive Remover. Självhäftande tryckkänsligt silikon håller länge och står emot ljus och vatten. Kan bäras längre tid före byte och reducera läckage från stomiapparater och kondomkatetrar.

VARNING: Brandfarligt. Spraya ej över öppen eld eller mot lättantändligt material, elektriska apparater eller varmekällor. Förvaras åtskilt från antändningskällor – rökning ej tillåten. Förvaras öatkomligt för barn. Undvik kontakt med ögonen.

Applicera ej på öppna sår eller slemhinnor. Avbryt användning om irritation uppstår.

OBS: Om hudirritation uppstår, kontakta vårdpersonal. Vid allvarligt fel, kontakta tillverkaren och den lokala tillsynsmyndigheten.

AVFALL: Kassera förpackningar/innehåll i enlighet med lokala/nationella bestämmelser.

INGREDIENSER: Fästmedel av medicinskt silikon i hexametyldisiloxan-lösning.

กาทางการแพทย์ คำแนะนำสำหรับการใช้งาน

วัตถุประสงค์ในการใช้: เพื่อติดอุปกรณ์เข้ากับผิวหนังชั่วคราว เช่น ถุงทวาร รูปแบบต่างม และสายสวนถุงยาง

คำแนะนำ: ทำความสะอาดพื้นผิวและทำให้พื้นผิวแห้งตามต้องการ หากบาง ๑-1-2 ชั้นลงบนพื้นผิวด้านใดด้านหนึ่ง หรือทั้งสองด้าน รอให้ระหว่างชั้นเคลือบติดแน่นสามถึงสี่นาที และ**ปล่อยให้กาแห้งสนิทก่อนทาอุปกรณ์ กับผิวหนัง**ด้วยแรงกดปานกลาง ถอดด้วย Skinister Medical Adhesive Removerกาซิลิโคนชนิดใด

ต่อแรงกดมีอายุการใช้งานยาวนาน ไม่ไวต่อแสง และกั้นน้ำได้ กาชนิดนี้อาจยกระยะเวลาการศึกษาหรือและลดการรั่วไหลของเครื่องหารเทียมและสายสวนถุงยางอนามัย

คำเตือน: ติดไฟได้ ห้ามสัมผัสปรยกับลงบนเปลวไฟหรือวัสดุใ้สะเก็ียงใด ๆ เครื่องใช้ไฟฟ้า หรือแหล่งความร้อน เก็บให้ห่างจากแหล่งกำเนิดประกายไฟ - ห้ามสูบบุหรี่ เก็บให้พ้นมือเด็ก หลีกเลี่ยงการฉีดเข้าตา ห้ามใช้กับ แผลเปิดหรือเยื่อเมือก หยุดใช้ หากเกิดการระคายเคือง

หมายเหตุ: ดแต่ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเพื่อขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับปัญหาการระคายเคืองผิวหนัง ในกรณีที่มีอาการรุนแรง กรุณาติดต่อผู้ผลิตและหน่วยงานผู้มีอำนาจในพื้นที่

กาจำกัด: กำจัดกาขน/สารที่บรรจุตามข้อบังคับท้องถิ่น/ประเทศ

สารผสม: กาซิลิโคนกรตทางการแพทย์ในตัวทำละลายหลายเอทกขามทีลไดซิลอกเซน

MEDİKAL YAPİŞTIRICI KULLANIM TALİMATI

KULLANIM AMACI: Ostomi torbaları, göğüs formları ve kondom kateterleri gibi aletleri geçici olarak cilde yapıştırmak.

TALİMATLAR: Uygulanacak yüzeyi temizleyip kurulaýın. Tek yüzeye veya her iki yüzeye de 1-2 ince katman yapıştırıcı uygulayın. İkinci ince katmanı uygulamadan önce birkaç dakika bekleyin ve sonra orta şiddet baskı uygulayarak ***aleti cilde yapıştırmadan önce yüzeye uygulanan yapıştırıcının tamamen kurumasını sağlayın***. Aleti çıkarırken Skinister Medical Adhesive Remover kullanın. Basınca duyarlı silikon yapıştırıcı uzun ömürlü olup kullanımı sonrası hassasiyet oluşturmaz ve su geçirmezdir. Kullanım süresi uzatılabilmekte olup ostomi gereçleri ile koruyucu kateter sızıntılarını büyük oranda azaltır.

UYARI: Yanıcı madde. Alev veya akkor halindeki herhangi bir malzemeye, elektrikli aletlere veya ısı kaynağına püskürtmeyin. Tutuşabilecek kaynaklardan uzak tutun – Yakınında sigara içmeyin. Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın. Göze püskürtmekten kaçının. Açık yaralara veya mukozalara uygula-mayın. Tahriş oluşması durumunda kullanmayın

NOT: (Çilt tahrişi görülmesi durumunda uzman sağlık bakım sağlayıcınıza ile irtibatla geçin. Ciddi vakaların görülmesi durumunda ise, lütfen üretici ve yerel yetkililer ile iletişime geçin.

İMHHA: Kabı/içerğini yerel/ulusal yönetmeliklere uygun şekilde imha edin. **İÇİNDEKİLER:** Heksametildisiloksan çözülebilir madde içinde medikal silikon yapıştırıcı.

KEO DÁN Y TẾ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG: Để tạm thời dán dụng cụ vào da, ví dụ như túi đựng chất thải, đai định hình ngực và ống thông bao dương vật.

HƯỚNG DẪN: Làm sạch và lau khô các bề mặt nếu cần. Thoa 1-2 lớp keo dán mỏng vào một hoặc cả hai bề mặt. Hãy chờ vài phút trước khi thoa chống lóp kèng và ***chờ keo khô hoàn toàn trước khi dán thiết bị vào da*** bằng lớp trung bình. Loại bỏ keo bằng Skinister Medical Adhesive Remover. Keo dính silicon nhạy cảm với áp suất siêu bên, không gây kích ứng và chống nước. Có thể làm chám thời gian hao mòn và giảm rò rỉ ở các thiết bị túi hậu môn và capot tiêu. **CẢNH BÁO:** Dễ cháy. Đứng xa và đeo lửa hay bất kỳ vật liệu nào đang ở nhiệt độ cao, đồ điện gia dụng hoặc nguồn nhiệt. Hãy bảo quản sản phẩm tránh xa nguồn cháy – Cấm hút thuốc. Bảo quản sản phẩm tránh xa tầm tay trẻ em. Tránh xịt sản phẩm vào mắt. Không sử dụng sản phẩm trên vết thương hở hay màng nhày. Ngừng sử dụng nếu bị kích ứng.

CHÚ Ý: Liên hệ với chuyên gia chăm sóc sức khỏe để được trợ giúp nếu bị kích ứng da. Trong trường hợp gặp tai nạn nghiêm trọng, hãy liên hệ với nhà sản xuất và cơ quan chức năng địa phương.

VÚT BỎ: Vút bỏ chai/dụng dịch theo đúng quy định của địa phương/quốc gia.

THÀNH PHẦN: Keo dán silicon cấp độ y tế trong dung môi hexamethyldisiloxane.

医用粘剂 使用说明

预期用途: 用于将医疗器械暂时附着在皮肤上，如造口袋、义乳和避孕套导管。

产品说明: 根据需要清洁和干燥表面。在一个或两个表面涂上1-2层薄薄的粘剂。在两次涂抹之间等几分钟，**让粘剂完全干燥，然后用适度的压力将器具粘到皮肤上**。使用Skinister Medical Adhesive Remover去除。硅胶压敏胶具有持久性、非致敏性以及防水性等特点。可延长造口用具和安全套导管的佩戴时间并减少渗漏。

警告: 易燃。不要在火焰或任何白炽材料、电器或热源上喷洒。远离火源——禁止吸烟。请置于儿童接触不到的地方。避免喷入眼睛。不要用于开放性伤口或粘膜。如果出现刺激症状，请停止使用。**注意事项:** 皮肤过敏时请联系专业医护人员寻求帮助。如果发生严重事故，请联系制造商和当地主管部门。




处置: 请按照地方/国家规定处理容器/内容物。**成份:** 医用级硅胶粘剂、六甲基二硅氧烷溶剂。

醫用粘劑 醫用除膠劑

用途: 用於將醫療器具暫時附著在皮膚上，如造口袋、義乳和避孕套導管

產品說明: 根據需要清潔和乾燥表面。在一個或兩個表面塗上1-2層薄薄的粘劑。在兩次塗抹之間等幾分鐘，**讓粘劑完全乾燥，然後用合適的壓力將器具粘到皮膚上**。使用Skinister Medical Adhesive Remover去除。矽膠壓敏膠具有持久性、非致敏性以及防水性等特點。可延長造口用具和安全套導管的佩戴時間並減少滲漏。

警告: 易燃。不要在火焰或任何白熾材料、電器或熱源上噴霧。遠離火源——禁止吸煙。請置於兒童接觸不到的地方。避免噴入眼睛。不要用於開放性傷口或粘膜。如果出現刺激症狀，請停止使用。**注意事項:** 皮膚過敏時請聯絡專業醫護人員尋求援助。如果發生嚴重事故，請聯絡製造商和當地主管部門。**處置:** 請按照地方/國家規定處理容器/內容物。**成份:** 醫用級矽膠粘劑、六甲基二矽氧烷溶劑。

	Highly flammable <p>عاجل شالا قدويش سильно запалим Hochentzündlich Meget brandfarlig</p>		Consult instructions for use <p>إدراج تساللا تاميلوع جوع Виките инструкцииите за употреб Se brugsanvisningen Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης Katso käyttöohjeet Consulter le mode d'emploi ဘာသာစကားများ Proučite upute za uporabu Olvasva el a használati utasítást Konsultasikan petunjuk penggunaan Consultare le istruzioni per l'uso 使用方法については説明書をご覧ください 사용 지침을 참조하세요. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing Se brugsanvisningen Zapoznaj się z instrukcją użycia Consulte as instruções de uso Consultați instrucțiunile de utilizare Preberite navodila za uporabo Se brugsanvisningen ป้รึกษาคำแนะนำในการใช้งาน Kullanım talimatlarını bakın Tham khảo hướng dẫn sử dụng 请参阅使用说明 查閱使用說明</p>
	Altamente inflamable <p>Helposti syttyvä Hautement inflammable Visoko zapaljivo Tűzveszélyes Sangat mudah terbakar Altamente infiammabile とても燃えやすい 가연성이 높음 Licht ontvlambaar Meget brannfarlig Łatwopalny Altamente inflamável Foarte inflamabil Lahko vnetljivo Mycket brandfarligt ไวไฟสูง Son derece yanıcı Rất dễ cháy 高度易燃 高度易燃</p>		